

## Guide d'achat pour les milieux sans sérum

Milieux sans sérum	Type cellulaire	Type de milieu (chimiquement défini ou non, origine animale, sans protéine)
Milieu général pour ajout en sérum réduit : UltraMEM™	La plupart des types cellulaires	plusieurs au choix. <a href="#">Plus</a>
Milieux généraux sans sérum : UltraCULTURE™, PC-1™ CD & HL-1™ CD	La plupart des types cellulaires	plusieurs au choix. <a href="#">Plus</a>
X-Vivo™	Cellules hématopoïétiques	chimiquement défini. <a href="#">Plus</a>
Insect-XPRESS™	Cellules d'insectes (SF9, SF21, High Five™, Schneider...)	sans protéine. <a href="#">Plus</a>
UltraDOMA™ & ProDOMA™	Hybridomes	plusieurs au choix. <a href="#">Plus</a>
PowerCHO™, ProCHO™ & UltraCHO™	Lignée CHO cultivée en adhérent ou suspension	plusieurs au choix. <a href="#">Plus</a>
Pro293™ & ProVero™	Lignées rénales (293, Vero, MDK) en adhérent ou suspension	plusieurs au choix. <a href="#">Plus</a>
ProPer™ & Permexcis	Lignée PER.C6® (retinoblaste embryonnaire humain)	plusieurs au choix. <a href="#">Plus</a>
Lymphochrome™	Lymphocytes du sang périphérique (pour caryotype)	<a href="#">Plus</a>
Amniochrome™	Cellules du liquide amniotique et villosités choriales (pour cytogénétiques)	plusieurs au choix. <a href="#">Plus</a>

liste des produits